

## **FICHA TÉCNICA**

### **1. NOMBRE COMERCIAL.**

SANITAS PROCSAN

### **2. FORMA DE PRESENTACIÓN.**

Desinfectante líquido concentrado.

### **3. COMPOSICIÓN.**

Didecil dimetil cloruro de amonio .....	6,9 %
Monoetanolamina.....	8 %
Excipientes c.s.p. ....	100 %

### **4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:**

**Formulación:** Líquido concentrado.

**Olor:** Ligeramente jabonoso.

**Densidad (20 °C):** 1,06 g/mL

**pH (solución al 1%):** 11,2

### **5. PERIODO DE VALIDEZ.**

3 años.

### **6. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO.**

SANITAS Procsan es una revolucionaria fórmula desinfectante que aporta un espectro total de eficacia sin utilizar aldehídos, resultando un producto seguro y cómodo de usar, ya que es inodoro y compatible con todo tipo de superficies. SANITAS Procsan puede emplearse para desinfección de todo tipo de instalaciones, naves, locales y recintos de uso colectivo, como salas de espera, comedores y aseos públicos. Asimismo, puede ser utilizado para la desinfección de utensilios, maquinarias y aparatos, así como para la desinfección de medios de transporte.

Diluir el producto en agua en función de las necesidades de desinfección:

- Desinfección rutinaria: Usar diluido del 0,5 al 1%
- Desinfección Normal: Usar diluido del 1 al 2%
- Desinfección estricta: Usar diluido del 3 al 4%
- Desinfección de vehículos: Usar al 2%
- Desinfección aérea: Usar diluido al 2%